

SE-301

3-канальный электрокардиограф



SE-301

3-канальный электрокардиограф



О компании Edan

Компания Edan является одним из ведущих поставщиков медицинского оборудования. Ее деятельность посвящена улучшению качества жизни людей во всем мире с помощью предоставления значимых, инновационных и высококачественных медицинских товаров и услуг. Более 20 лет компания Edan является новатором в создании комплексной линейки медицинских решений, которые могут быть использованы в самых различных медицинских областях, в том числе:

- Акушерство и гинекология
- Диагностическая ЭКГ
- Ультразвуковая визуализация
- In-Vitro диагностика
- Мониторинг пациента
- Ветеринария
- Исследования по месту лечения (Point-of-Care Testing)

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и исключительной клиентской поддержке.



Edan Instruments, Inc. | 3/F-B, Nanshan Medical Equipments Park,
1019# Nanhai Rd., Shenzhen | 518067 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn



RUS-ECG-SE-301-V1.0-20150927

© 2015 Edan Instruments, Inc. Все права защищены. Особенности и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Любое воспроизведение, копирование или передача не может быть осуществлена без письменного разрешения компании.



SE-301

3-канальный электрокардиограф

SE-301 новый 3-канальный электрокардиограф объединяет преимущества передовых технологий и инновационного дизайна в чрезвычайно компактном и легком устройстве. Специально разработан для тех, кому важна портативность без ущерба качества. Разнообразие фантастических функций воплощено в удивительно маленьком корпусе, что делает его больше, чем просто 3-канальным электрокардиографом.




Вес менее 1 кг



Сенсорное управление



Ультра-портативный дизайн



Удобная передача информации

Поддержка внешних устройств

Расширение встроенной памяти SE-301 благодаря двум USB портам и одному разъему для microSD карт. Возможность подключить дополнительные устройства, такие как сканер штрих-кодов или внешний принтер.

Обратная связь с системой управления данными

SE-301 может получать команды с системы управления данными SE-1515 через LAN или встроенный Wi-Fi (опционально) и передавать обратно ЭКГ отчеты для дальнейшего анализа, редактирования, хранения или печати.

Несколько форматов заключений (опционально)

SE-301 может экспортировать отчеты в стандартном PDF формате и опционально в форматах SCP, XML и DICOM, что обеспечивает возможность интеграции электрокардиографа в различные системы управления данными.



Все для точного диагноза

КОСС

Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала до 140дБ фильтрует шумы, что позволяет получить точные результаты в диагностике ритма.

Частотный диапазон

Широкий диапазон воспроизводимых частот от 0.01 до 300 Гц обеспечивает точность снятия ЭКГ сигнала и интерпретацию данных, что особенно важно в педиатрии.

Частота семплирования

Высокая частота семплирования 16000 Гц гарантирует высокое качество регистрируемого сигнала.

Качество сигнала

Изображение волн в цвете поможет вам определить качество сигнала.

Надежный ЭКГ алгоритм SEMIP®

ЭКГ алгоритм SEMIP® поможет клиницистам в постановке точного диагноза.