

Надежный мониторинг в реабилитационных отделениях **X series** Монитор Пациента



X series
Монитор Пациента



О компании Edan

Компания Edan является одним из ведущих поставщиков медицинского оборудования. Ее деятельность посвящена улучшению качества жизни людей во всем мире с помощью предоставления значимых, инновационных и высококачественных медицинских товаров и услуг. Более 20 лет компания Edan является новатором в создании комплексной линейки медицинских решений, которые могут быть использованы в самых различных медицинских областях, в том числе:

- ЭКГ-диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- *In-Vitro* диагностика
- Мониторы пациента
- Исследования по месту лечения (РОСТ)
- Ветеринария
- Акушерство и гинекология

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и исключительной клиентской поддержке.



U.S. and Canada inquiries:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9833 Pacific Heights Blvd., Suite E/F
San Diego, CA 92121-4707 | +1.858.750.3066
www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

Inquiries outside of the U.S. and Canada:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2019 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries, contact Edan for local availability.



RUS-PM-X Series-V1.1-20190313



Уверенность в высокой точности измерений

Расширенный набор параметров мониторинга и потрясающий ультратонкий дизайн серии X находят широкое применение в отделениях неотложной помощи, в стационаре, в отделениях реабилитации, кардиологии и при транспортировке для мониторинга любых пациентов - от новорожденного до взрослого.




Стандартные параметры:

3/5-канальная ЭКГ, Дыхание, EDAN SpO₂, EDAN НИАД, температура (X8 : 1 канал, X10/X12: 2 канала температуры)

Опциональные параметры:


6/12-канальная ЭКГ, ИАД (X10, X12 : 2 канала), СВ (X12), EDAN G2 CO₂



Запатентованные алгоритмы и технологии

EDAN G2 CO₂ (в боковом потоке)

- Улучшенный дизайн водяной ловушки обеспечивает точный мониторинг
- iCARB® алгоритм идентификации ложных волн CO₂
- Низкий объем отбора пробы - 50мл/мин
- Множество принадлежностей для взятия проб у взрослых, детей и новорожденных



ЭКГ

- Выборочное наложение ЭКГ по 6 отведениям для получения полной картины
- Автоматическое определение отведений
- Ведущий на рынке алгоритм iSEAP™ с функцией автообнаружения 33 видов аритмий
- SEMIP® алгоритм с 208 результатами анализа

НИАД

- Двойной пылевой фильтр обеспечивает точные показания НИАД
- Уникальный режим очистки для ежедневного обслуживания
- Алгоритм iCUFFS™ с технологией интеллектуальных дефляций



SpO₂

- iMAT™ алгоритм с уникальной функцией подавления помех, вызванных движением и низкой перфузией
- Снятие показателя Индекса Перфузии (PI) от 0 до 10 в соответствии с изменениями перфузии.
- Измерение SpO₂ и НИАД одновременно на одной конечности



Вызов медсестры



VGA разъем



Защита и синхронизация при дефибриляции

Файл с данными может содержать:

