

Необычайная мобильность

HD видеокольпоскопы оснащены передвижной стойкой или стойкой с гибким рычагом для стабильной работы и удобного фокусирования. Передвижная стойка регулируется по высоте, а гибкий рычаг обеспечивает легкость и комфорт при выборе положения кольпоскопа, а также точность и высокую скорость проводимых операций.

C6 HD видеокольпоскоп
Комплексное решение с интегрированным компьютером



C6A HD видеокольпоскоп
Гибкое решение



Передвижная стойка

Стандартная стойка с поворотным рычагом

Стойка с поворотным рычагом с подставкой для ПК

Стойка с поворотным рычагом и держателем для монитора

Стойка с поворотным рычагом (полный комплект)

О компании Edan

Компания Edan является одним из ведущих поставщиков медицинского оборудования. Ее деятельность посвящена улучшению качества жизни людей во всем мире с помощью предоставления значимых, инновационных и высококачественных медицинских товаров и услуг. Более 20 лет компания Edan является новатором в создании комплексной линейки медицинских решений:

- Диагностическая ЭКГ
- In-Vitro диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Мониторинг пациента
- Ветеринария
- Исследования по месту лечения
- Акушерство и гинекология

Врачи во всем мире уверены в революционных медицинских технологиях компании Edan и исключительной клиентской поддержке.



Россия и страны СНГ:
ООО "Эдан Медикал" | 121357, Москва, улица Верейская,
дом 17, офис 216 | +7 (499) 682-67-87
www.edanmedical.ru | russia@edan.com.cn

Global contacts:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2018 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission. Not all products or features are available in all countries, contact Edan for local availability.



RUS-OB & GYN-C6 HD&C6A HD
V1.1-20180516

C6 HD/C6A HD

Видеокольпоскопы



C6A HD

C6 HD



A world of potential



HD Видеокольпоскоп

Наш новый цифровой HD видеокольпоскоп является идеальным сочетанием превосходной HD камеры, мощного программного обеспечения и удобной рабочей станции для удовлетворения жестких требований гинекологов при проведении кольпоскопических обследований. Камера высокого разрешения и специальное светодиодное освещение обеспечивают превосходное качество изображения для максимально точного воспроизведения области обследования. С профессиональным программным обеспечением и инструментами анализа процедура становится легкой, стандартизированной и отлаженной. Различные модели и аксессуары дают возможность более широкого применения в клинической практике. Наша новая серия открывает новую страницу в истории кольпоскопии.



Высокое качество изображения для безупречного отображения реальной картины

Превосходное качество изображения в формате Full HD способствует правильному принятию решений и дает гарантию безопасности для пациента. Пространственное разрешение составляет более 900 ТВЛ. Подключение внешнего монитора по HDMI дает возможность проводить обучение и консилиум. Гибкий уровень увеличения и улучшенная видимость обеспечивают широчайший угол обзора. Высокоточные технологии обеспечивают превосходное качество изображения, улучшенную четкость и дальность фокусировки для облегчения работы врачей.



Зеленый цвет для лучшей визуализации тканей

Зеленый свет может усилить контраст, чтобы выделить аномальные кровеносные сосуды. Улучшенная визуализация может помочь врачам определить проблемную область.



Подсветка

Наш HD кольпоскоп оснащен 12-ю SMD светодиодами с регулируемой интенсивностью для обеспечения сверхъяркого освещения.



База данных пациентов

