


# СТ3

Количественный Иммуоферментный Анализатор по Коллойдному Золоту



# CT3 Количественный Иммуноферментный Анализатор по Коллойдному Золоту

Иммуноферментный анализ является решающим фактором в определении ваших потребностей здравоохранения. Медицинские решения принимаются на основе информации, предоставленной с помощью иммунологического анализа. Они помогают клиницисту в принятие решения о том, какое лечение и вмешательство будет наиболее подходящим. CT3 может обеспечить высокое качество, эффективность, своевременность иммунологического измерения для медицинского сообщества по разумной цене.



## Портативный и гибкий

- Не требует технического обслуживания
- Несколько популярных параметров в одном картридже
- Поддерживает качественный и количественный результаты анализа
- Способен работать с различными типами образцов

## Легко и быстро

- Обучение за 5 минут
- Ввод и хранение до 100 000 данных пациента по штрих/QR коду
- Интуитивно понятный сенсорный интерфейс упрощает процесс работы
- Энергоэффективный центральный процессор Intel обеспечивает результаты исследования за 5 секунд

## Спецификация

- Пропускная способность: >360 тестов/час
- Объем образца: <100 мкл
- Экран: 8 дюймов цветной ЖК экран, 1280\*800
- Питание: 100-240В, 3.4А, 50/60Гц
- Рабочие условия: 5-40 C, RH 50-80%, 75-106.6 kPa
- Батарея: 6400mAh, 12 часов в режиме ожидания
- Размеры(Ш\*В\*Г): 240мм\*247мм\*206мм
- Вес: <2.5кг

## Измерения

Онкология	Кардиология	Гармоны	Инфекции
PSA	H-FABP	LH	CRP
fPSA	cTnI	FSH	hs-CRP
CEA	BNP	Testosterone	PCT
β-HCG	CK-MB	TSH	H-Pylori Ab
CA15-3	Myoglobin	FT4	H-Pylori Ag
CA19-9		Prolactin	Rotavirus
CA12-5			Adenovirus
Cytha21-1			Strep A
AFP			Legionella
FOB			RSV
			Influenza A
			Influenza B
			NeoPT (10nmol/l)
			NeoPT (15nmol/l)