

VE-100/VE-300

Ветеринарный Электрокардиограф



EDAN

A world of potential

VE-100/VE-300 Ветеринарный Электрокардиограф

Мы заботимся о здоровье животных. Наши 1/3-канальные ветеринарные электрокардиографы разработаны без ущерба качеству и точности, обеспечивая вашу уверенность в работе с животными.



VE-100 1-канальный ЭКГ

- Компактная и легкая конструкция
- Яркий дисплей
- Встроенный литий-ионный аккумулятор, блок питания от сети
- Авто/Ручной режимы работы
- Сигнализация при обрыве отведения
- Цифровые фильтры предотвращают дрейф базовой линии, подавляют ЭМГ шумы и помехи от сети
- Автоматическая настройка базовой линии
- Термопринтер высокого разрешения

VE-300 3-канальный ЭКГ

- Компактная и легкая конструкция
- Яркий дисплей
- Встроенный литий-ионный аккумулятор, блок питания от сети
- Авто/Ручной режимы работы
- Сигнализация при обрыве отведения
- Цифровые фильтры предотвращают дрейф базовой линии, подавляют ЭМГ шумы и помехи от сети
- Автоматическая настройка базовой линии
- Термопринтер высокого разрешения
- Интерфейсы связи: Ethernet/RS232/USB
- Программное обеспечение управления ЭКГ данными (опционально)

